

● Die **HIDREX[®]** IONTOPHORESE **Behandlungskosten**

Die Hidrex-Therapie ist **verordnungsfähig!**
Die Kosten für ein Heimgerät werden in der Regel **von Ihrer Krankenversicherung** übernommen. Ein "Antragsformular für die Kostenübernahme" erhalten Sie bei uns. Lassen Sie dieses durch Ihren Arzt ausfüllen und senden Sie es unterschrieben an uns zurück. **Wir kümmern uns dann um alle weiteren Schritte!**

● Die **HIDREX[®]** IONTOPHORESE **Therapiegeräte**

Die Hidrex-Therapie-Heimgeräte zeichnen sich durch ihre **einfache Bedienung** und **maximale Zuverlässigkeit** bei höchster Wirksamkeit aus.

In enger Zusammenarbeit mit den **größten** Universitätskliniken Deutschlands entstand dieses Gerätekonzept.

Das Basisgerät **GS** ermöglicht die Therapie mit dem Gleichstrom-Verfahren.

Das **PS** bietet neben dem vorteilhaften Pulsstrom-Verfahren weitere Vorteile für eine flexible und komfortable Therapie.

Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der beiliegenden Geräteinformation oder unserer Internetseite unter **www.hidrex.de**.

● Fragen Sie bitte Ihren Hautarzt nach der Hidrex-Therapie.
Kontraindikationen: Patienten mit Herzschrittmachern, Metallimplantaten und großen Hautdefekten sollten, ebenso wie Frauen während der Schwangerschaft, auf eine Therapie verzichten. Bitte informieren Sie sich in diesen Fällen unbedingt bei Ihrem zuständigen Arzt.

● Das **HIDREX[®]** IONTOPHORESE **Sicherheitskonzept**

Hidrex-Therapiegeräte sind **zugelassene Medizinprodukte** und **TÜV-geprüft**. Bedingt durch modernste **mikroprozessor-gestützte Regelung** sind die Dosiswerte gleichbleibend und reproduzierbar. Mit ausgeklügelten **Sicherheitskonzepten** wie der **Schutzfunktion gegen elektrische Schläge*** und der **intelligenten Eintauch-überwachung** mit **Übertherapieschutzfunktion** erhalten Sie mit den Hidrex-Therapiegeräten Anwendungsfreundlichkeit auf **höchstem Niveau**.

*Weidezauneffekt

● **Testgeräte von HIDREX[®]** IONTOPHORESE

Für Patienten, die keine regelmäßigen Arzttermine wahrnehmen können, bieten wir Leihgeräte zur Therapie-Erprobung. Genaueres zu den Konditionen erfahren Sie bei uns auf Anfrage.

● **HIDREX[®]** IONTOPHORESE **Therapiegeräte gibt es bei:**



CE 0633

HIDREX[®]
BI ● MEDIZINISCHE TECHNIK

Therapie

gegen übermäßiges Schwitzen

ACHSELN

HÄNDE

FÜßE

GESICHT

● Wenn Schwitzen zum Problem wird

Vorstellungsgespräch, Kundentermin oder einfach ein festlicher Empfang - Anlässe, bei denen man dem Gegenüber der Höflichkeit folgend die **Hand reichen** möchte. Doch sie sind nervös! Sie möchten diese Geste vermeiden, da Ihre Hände schweißnass sind.

Etwa 1% der Bevölkerung leiden unter **übermäßigem Schwitzen** an Händen, Füßen oder Achseln.



● Die Krankheit Hyperhidrosis

Diese Krankheit bezeichnet man als „Hyperhidrosis“ und sie wird von vielen Betroffenen **fälschlicherweise** als nicht therapierbar angesehen. Durch seine kalten, schweißnassen Hände leidet der Betroffene im täglichen Leben unter starken **psychischen und arbeitsmedizinischen Belastungen**.

● Die **HIDREX®** Therapie

Die Hidrex-Therapie ist ein seit vielen Jahren wissenschaftlich **anerkanntes** Behandlungsverfahren, das in 98 Prozent der Fälle **ohne Medikamente** oder operative Eingriffe zu normal trockener Haut führt. Die Hidrex-Therapie ist absolut ungefährlich, und bei korrekter Durchführung **schmerz- und nebenwirkungsfrei***.

* Es kann unter der Therapie zu leichten Missempfindungen (Kribbeln oder Brennen) und nach der Behandlung zu kurzfristigen Hautirritationen (Rötung) kommen.

● Das **HIDREX®** Behandlungskonzept

Die Behandlung erfolgt durch Hand- und Fußbäder bzw. zur Therapie der Achseln, des Gesichts oder des Nackens/Rückens mittels spezieller Schwamm-Applikatoren, die von schwachem Gleich- oder Pulsstrom durchflossen werden. Die Stromstärke kann individuell angepasst werden und ist auf Maximalwerte limitiert.



● Das **HIDREX®** Behandlungsverfahren

Das Behandlungsverfahren unterteilt sich in zwei Phasen:

- 1 In der ersten Phase (Initialtherapie) wird unter ärztlicher Kontrolle therapiert und die Durchführung der Behandlung erlernt. Nach etwa 10 Behandlungen **normalisiert** sich die Schweißsekretion. Die ärztliche Kontrolle liefert den von der Krankenkasse häufig verlangten Nachweis des Initialerfolges.
- 2 Bedingt durch den reversiblen Charakter der Hidrex-Therapie ist eine Langzeitbehandlung indiziert, die mit dem eigenen Gerät alleine zu Hause durchgeführt wird. Zum Erhalt des **Therapieerfolges** wird je nach Stärke des Krankheitsbildes ein bis drei mal pro Woche für 10-15 Minuten therapiert.

